Vaje iz mehanike

Matija Zanjkovič 1

Maribor, 2023

¹Mentor: Marko Šterk

Kazalo

1	Vaj	a 1: M	Ierjenje gostote	1
			ota trdne snovi	. 1
		1.1.1	Naloga 1	
		1.1.2	Sistematične napake merilnikov	
		1.1.3	Meritve	
		1.1.4	Računanje gostote	
		1.1.5	Rezultati	
	1.2	Gosto	ota kapljevine	
		1.2.1	Naloga 2	
		1.2.2	Sistematične napake merilnikov	
		1.2.3	Postopek in meritve	
		1.2.4	Računanje gostote	
		1.2.5	Rezultati	
	1.3	Vpraš	anja	
2	Vai	a 2: M	Merjenje sile	9
	2.1		[a	
	2.2		natične napake merilnikov	
	2.3		enje	
	2.4		tati	
3	Vaj	a 3		12
4	Vai	a 4: M	Aerjenje frekvence	13
	_		[a	. 13
		_	***	1/

Tabele

1.1	Meritve dimenzije a	2
1.2	Meritve dimenzije b	2
1.3	Meritve dimenzije c	3
1.4	Meritve gostote raztopine NaCl z areometrom	6
1.5	Meritve gostote etilnega alkohola	6
2.1	Raztezek vzmeti pri določeni teži	10
4.1	Merjenje frekvence uporabo elektronskega merilnika frekvence	14
4.2	Mejrenje frekvence z uporabo osciloskopa	15

Slike

2.1	Graf F(x)									•						•		11	

Vaja 1: Merjenje gostote

1.1 Gostota trdne snovi

1.1.1 Naloga 1

Z merjenjem dimenzij (širine (a), višine (b), dolžine (c)) in mase (m) kvadra določite gostoto (ρ) snovi, iz katere je narejen kvader. Gostoto izračunajte po enačbi $\rho = m/V$, kjer je V prostornina (V = abc). Določite tudi napako gostote snovi.

1.1.2 Sistematične napake merilnikov

Napaka kljunastega merila: $0.05\ mm$

Napaka mikrometra: $\boldsymbol{0.01}~\boldsymbol{mm}$

Napaka tehtnice: 0.1~g

1.1.3 Meritve

Tabela 1.1: Meritve dimenzije a

Meritev	a_{izm} $[mm]$	\overline{a} $[mm]$	$a_{izm} - \overline{a} \ [mm]$	$\Delta a_{sist} \ [mm]$	$\sigma[mm]$	$\Delta a_{sl} \ [mm]$	$a \ [mm]$
1	8.16		0				
2	8.15		-0.01				
3	8.20		0.04				
4	8.18		0.02				
5	8.16	0 16	0.00	0.01	0.02	0.01	8.16 ± 0.02
6	8.15	8.16	-0.01				=
7	8.16		0.00				$8.16 \cdot (1 \pm 0.002)$
8	8.17		0.01				
9	8.10		-0.06				
10	8.12		-0.04				

Tabela 1.2: Meritve dimenzije b

Meritev	b_{izm} $[mm]$	$\overline{b}~[mm]$	$b_{izm} - \overline{b} \; [mm]$	$\Delta b_{sist} \ [mm]$	$\sigma~[mm]$	$\Delta b_{sl} \ [mm]$	$b\ [mm]$
1	25.25		0.02				
2	25.20		-0.03				
3	25.20		-0.03				
4	25.25		0.02	0.05	0.03	0.01	
5	25.25	25.23	0.02				25.23 ± 0.06
6	25.20	23.23	-0.03				=
7	25.20		-0.03				$25.23 \cdot (1 \pm 0.002)$
8	25.20		-0.03				
9	25.25		0.02				
10	25.25		0.02				

Tabela 1.3: Meritve dimenzije c

Meritev	c_{izm} [mm]	$\bar{c}~[mm]$	$c_{izm} - \overline{c} \ [mm]$	$\Delta c_{sist} \ [mm]$	σ	$\Delta c_{sl} \ [mm]$	c [mm]
1	40.00		-0.02				
2	40.00		-0.02				
3	40.10		0.08				
4	40.00		-0.02				40.02 ± 0.06
5	40.00	40.02	-0.02	0.05	0.02	0.01	_
6	40.00	40.02	-0.02				=
7	40.00		-0.02				$40.02 \cdot (1 \pm 0.001)$
8	40.05		0.03				
9	40.05		0.03				
10	40.00		-0.02				

Meritev mase: $m=22.8~\pm~0.1~g~=~22.8\cdot(1~\pm~0.004)~g$

1.1.4 Računanje gostote

Gostota se računa po enačbi:

$$\rho = \frac{m}{V} \tag{1.1}$$

Vendar najprej rabimo volumen telesa. Ker gre za kvader lahko uporabimo enačbo:

$$V = abc (1.2)$$

Tako torej dobimo:

$$V = 8.16 \ (1 \pm 0.002) \ mm \cdot 25.23 \ (1 \pm 0.002) \ mm \cdot 40.02 \ (1 \pm 0.001) \ mm$$

$$V = 8.16 \cdot 25.23 \cdot 40.02 \ (1 \pm (0.002 + 0.002 + 0.001)) \ mm^3$$

$$V = 8240 \ (1 \pm 0.005) \ mm^3$$
 (1.3)

Sedaj lahko izračunamo gostoto telesa:

$$\rho = \frac{22.8 \cdot (1 \pm 0.004) g}{8240 \cdot (1 \pm 0.005) mm^3}$$

$$\rho = 2.77 \cdot 10^{-3} \cdot (1 \pm 0.009) \frac{g}{mm^3}$$

$$\rho = 2770 \cdot (1 \pm 0.009) \frac{kg}{m^3}$$
(1.4)

1.1.5 Rezultati

Prišli smo do rezultata, da je gostota telesa $\rho=2770\cdot(1~\pm~0.009)~\frac{kg}{m^3}$ oz. $\rho=(2770~\pm~20)~\frac{kg}{m^3}.$

S tega bi lahko sklepali, da je telo verjetno iz zlitine, ki vsebuje veliko aluminija, saj je njegova gostota: $\rho_{Al}=2710~\frac{kg}{m^3}$.

1.2 Gostota kapljevine

1.2.1 Naloga 2

- a) Z menzuro in tehtnico izmerite gostoto 20 % raztopine kuhinjske soli v vodi. Gostoto izmerite tudi z areometrom.
- b) Z areometrom izmerite gostoto etilnega alkohola.

1.2.2 Sistematične napake merilnikov

Napaka areometra za raztopino NaCl
: 0.01 $\left[\frac{g}{mL}\right]$ Napaka areometra za etilni alkohol
: 0.005 $\left[\frac{g}{mL}\right]$ Merilno območje termometra: od
 $-199.9~^{\circ}C$ do $199.9~^{\circ}C$

Napaka tehtnice: 1 \boldsymbol{g} Napaka menzure: 2 mL

1.2.3 Postopek in meritve

Najprej smo pripravili 20 % raztopino NaCl. Skupna masa raztopine je bila:

$$m = (620 \pm 1) g \tag{1.5}$$

Nato smo izmerili volumen naše raztopine. Ker je menzura bila premajhna za celotno meritev volumna, smo to morali narediti trikrat.

$$V = (250 \ mL \ \pm \ 2 \ mL) + (250 \ mL \ \pm \ 2 \ mL) + (51 \ mL \ \pm \ 2 \ mL)$$

$$V = (553 \ \pm \ 6) \ mL$$

$$V = 553 \cdot (1 \ \pm \ 0.01) \ mL$$
 (1.6)

Nato smo gostoto raztopine NaCl izmerili še z areometrom.

Tabela 1.4: Meritve gostote raztopine NaCl z areometrom

Meritev	$ ho_{izm}\left[rac{g}{mL} ight]$	$\overline{ ho} \ \left[rac{g}{mL} ight]$	$ ho_{izm} - \overline{ ho} \left[rac{g}{mL} ight]$	$\Delta \rho_{sist} \left[\frac{g}{mL} \right]$	$\Delta \rho_{sl} \left[\frac{g}{mL} \right]$	$\rho \ \left[rac{g}{mL} ight]$	$T \ [^{\circ}C]$
1	1.14		0				
2	1.14		0			1.14 ± 0.01	
3	1.15	1.14	0.01	0.01	0	=	19.6
4	1.14		0			$1.14 \cdot (1 \pm 0.01)$	
5	1.15		0.01				

Nato smo še opravili meritve gostote etilnega alkohola, s pomočjo areometra.

Tabela 1.5: Meritve gostote etilnega alkohola

Meritev	$ ho_{izm}\left[rac{g}{mL} ight]$	$\overline{ ho} \ \left[rac{g}{mL} ight]$	$ ho_{izm} - \overline{ ho} \left[rac{g}{mL} ight]$	$\Delta \rho_{sist} \left[\frac{g}{mL} \right]$	$\Delta \rho_{sl} \left[\frac{g}{mL} \right]$	$\rho \left[\frac{g}{mL} \right]$	$T \ [^{\circ}C]$
1	0.805		0				
2	0.805		0			0.805 ± 0.005	
3	0.805	0.805	0	0.005	0	=	21.5
4	0.805		0			$0.805 \cdot (1 \pm 0.006)$	
5	0.805		0				

1.2.4 Računanje gostote

Računanje gostote 20 % raztopine NaCl s pomočjo mase in volumna:

$$\rho = \frac{620 \cdot (1 \pm 0.002) \ g}{553 \cdot (1 \pm 0.01) \ mL}$$

$$\rho = 1.12 \cdot (1 \pm 0.01) \frac{g}{mL}$$

$$\rho = 1120 \cdot (1 \pm 0.01) \frac{kg}{m^3}$$
(1.7)

1.2.5 Rezultati

Prišli smo do rezultatov, da je gostota

1.3 Vprašanja

- a) Razložite, kako temperatura vpliva na merjenje gostote kapljevine. Za koliko odstotkov se spremeni gostota vode, če se temperatura spremeni za 1 K? Temperaturni koeficient prostorninskega razteska vode je $2.06 \cdot 10^{-6} K^{-1}$.
- b) Razložite fizikalni princip meritve gostote tekočin z areometrom.

Vaja 2: Merjenje sile

2.1 Naloga

- a) Izvedite eksperiment, pri katerem boste merili silo v vzmeti in raztezek vzmeti. Izmerjene podatke prikažite z odvisnostjo sile vzmeti od raztezka. Iz diagrama določite prožnostni koeficient vzmeti.
- b) Sestavite vzmetno nihalo in izmerite silo v vzmeti v odvisnosti od časa. Meritev izvedite z računalniškim merilnim sistemom Vernier. Meritev opravite s tremi različnimi utežmi. Iz diagrama sile v odvisnosti od časa v vseh treh primerih odčitajte nihajni čas nihala in v vsakem primeru izračunajte konstanto vzmeti.

2.2 Sistematične napake merilnikov

Napaka ravnila: **0.01** *cm* Napaka tehtnice: **0.1** *a*

Napaka tehtnice: 0.1~g Napaka za čas: $\frac{0.01}{15}~s = \textbf{0.001}~s$

2.3 Merjenje

Za določanje koeficienta vzmeti sem najprej izmeril raztezke pri različnih masah uteži.

Tabela 2.1: Raztezek vzmeti pri določeni teži

Meritev	m [g]	$\Delta m~[g]$	F[N]	ΔF $[N]$	x [cm]	$\Delta x [cm]$
1	50.9		0.499		6.8	
2	100.9		0.990		13.5	
3	148.9		1.461		19.8	
4	199.4	0.1	1.956	0.001	26.6	0.1
5	148.9		1.461		19.8	
6	100.9		0.990		13.4	
7	50.9		0.499		6.6	

Nato sem za uteži z masami 50.9 $g,\,100.9~g$ in 148.9 g izmeril čas nihanja za 15 nihajev.

2.4 Rezultati

x [cm]

Vaja 3

Vaja 4: Merjenje frekvence

4.1 Naloga

Izmerite frekvenco vrtenja plošče, ki je pritrjena na elektromotor na dva načina:

- a) z elektronskim merilnikom frekvence,
- b) z modelom merilnika frekvence.

Primerjajte rezultata obeh meritev pri različnih frekvencah vrtenja plošče.

Te meritve sem opravil pri napetostih: $\mathbf{5}$ $\mathbf{V},$ $\mathbf{6}$ $\mathbf{V},$ $\mathbf{7}$ $\mathbf{V},$ $\mathbf{9}$ \mathbf{V} in $\mathbf{12}$ $\mathbf{V},$ za vsako napetost 5-krat.

4.2 Meritve

Tabela 4.1: Merjenje frekvence uporabo elektronskega merilnika frekvence

Meritev	Napetost	$\nu_{izm} \; [ext{min}^{-1}]$	$\overline{ u}$	$ u_{izm}$ - $\overline{\nu}$ [min ⁻¹]	$\Delta \nu_{sist} \ [\text{min}^{\text{-}1}]$	σ	$\Delta \nu_{slu} \ [\mathrm{min}^{\text{-}1}]$	$\nu [\mathrm{Hz}]$
1		654.4		-4.5				
2		670.5		11.6				
3	5.0 V	665.3	658.9	6.4	0.1	6.5	2.9	10.98 ± 0.05
4		657.0		-1.9				
5		647.4		-11.5				
6		1058		5				
7		1054		1				
8	6.0 V	1037	1053	-16	1	6	3	17.55 ± 0.07
9		1053		0				
10		1062		9				
11		1576		13				
12		1575		12				
13	7.0 V	1532	1563	-31	1	13	6	26.05 ± 0.12
14		1567		4				
15		1565		2				
16		2351		-62				
17		2354		-59				
18	9.0 V	2449	2413	36	1	57	25	40.22 ± 0.22
19		2469		56				
20		2444		31				
21	·	3917		-20				
22		3972		$\frac{35}{3}$				
23	12.0 V	3963	3937	26	1	27	12	65.61 ± 0.45
24		3905		-32				
25		3926		-11				

Tabela 4.2: Mejrenje frekvence z uporabo osciloskopa

Meritev	Napetost	t [s]	$\overline{\mathrm{t}}$	$ u_{izm}$ - $\overline{\nu}$ $[\mathrm{min}^{\text{-}1}]$	$\Delta \nu_{sist} \ [\text{min}^{-1}]$	σ	$\Delta \nu_{slu} \ [\mathrm{min}^{\text{-}1}]$	$\nu [\mathrm{Hz}]$
1		0.080		-4.5				
2		0.096		11.6				
3	5.0 V	0.088	0.088	6.4	0.1	6.5	10.98 ± 0.11	
4		0.088		-1.9				
5		0.088		-11.5				
6		0.052		5				
7		0.052		1				
8	$6.0 \mathrm{\ V}$	0.050	0.052	-16	1	6	17.55 ± 0.10	
9		0.052		0				
10		0.052		9				
11		0.036		13				
12		0.038		12				
13	7.0 V	0.038	0.038	-31	1	13	26.05 ± 0.22	
14		0.039		4				
15		0.038		2				
16		0.024		-62				
17		0.023		-59				
18	9.0 V	0.022	0.023	36	1	57	40.22 ± 0.95	
19		0.023		56				
20		0.023		31				
21		0.0152		-20		-		
22		0.0152		$\frac{35}{3}$				
23	12.0 V	0.0148	0.0150	26	1	27	65.61 ± 0.45	
24		0.0148		-32				
25		0.0148		-11				